

katena	(EN)
Instructions for Use: Reusable Contact Lenses	
REF	Product Description
K31-1002	3 Mirror Diamond Lens: For examination of the ocular fundus and iridocorneal angle. The central axis has a 30° field of view. The mirrors are 75°, 67°, and 59°.
K31-1005	4 Mirror Diamond Lens: For examination of the structures in the anterior segment including the angle and the base of the iris, primarily for glaucoma diagnosis.
K31-1120	Capsulotomy Diamond Lens: For Nd:YAG laser dissection of opacified posterior lens capsules. Image magnification: 1.8X. Laser spot magnification: 0.56X.
K31-1130	Iridotomy Diamond Lens: For use when performing peripheral laser iridotomy/iridectomy. Image magnification: 1.6X. Laser spot magnification: 0.63X.
K31-1330	Retina 200 Diamond Lens: for diagnosis and treatment of the posterior pole, Image Magnification: 0.6X

Intended Use: Diagnostic and therapeutic contact lenses used in the examination of the eye fundus, retina and irido-corneal and vitreous bodies and for the laser therapy of intraocular abnormalities.

Usage Instructions:

- Review all information in these instructions for Use carefully before use.
- The lenses are for use by qualified Ophthalmologists only.
- Follow standard protocol for your facility when using these devices.
- Visually inspect the contact surface of the lens before use. Do not use the lens if damage is visible on the contact surface, such as rough surface or sharp edge.
- For safe use, the lenses must be cleaned and disinfected before initial use and between uses, as follows:
 - Do not allow the lens to dry after use . Immediately decontaminate the lens after use. If this is not possible, keep it in a container of water for irrigation or sterile normal saline, until it can be decontaminated.
 - Rinse in water for irrigation or sterile normal saline for at least 30 seconds.
 - Clean by rubbing with liquid soap or detergent.
 - Rinse with sterile water and shake off excess water.
 - Disinfect using sodium hypochlorite 1% (10,000 ppm of available chlorine) for 10 minutes. Ensure the entire contact surface is exposed to the solution, with no air bubbles trapped inside. Do not immerse the holding ring in the solution as discoloration of the finish may occur, any such discoloration will not affect the optical performance.
 - Rinse in water for irrigation or sterile normal saline for at least 10 minutes with 3 changes of water/saline.
 - Shake off excess water, then dry with tissue.
 - Store the lens dry, if the lens is not to be re-used immediately.

Warnings, notes, and other information to ensure safety:






Caution: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician. **Caution:** Transmission of infection and/or ocular injury may occur if cleaning and disinfection are not performed correctly.



REGULATORY INFORMATION - Any serious incident that occurs in relation to this product should be reported to the manufacturer, and to the healthcare authority of the country in which the incident occurred.

Failure to comply with instructions or other information provided could result in injury to the patient.

Assessment by trained medical or otherwise qualified personnel is necessary and due care / caution is to be exercised in cases of infection of the eye or ocular injury. Do not attempt to clean or polish the lens. Heat sterilization or immersion in hot or boiling water can damage the lens.

Specifications / Manufacturer's Information:
Transport / storage / usage conditions: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
Any alteration or misuse of the lenses voids the product warranty.
Katena Products, Inc. reserves the right to update or alter the technical specifications at any time.

Symbols Used in Labeling:	
 Non-Sterile	 Manufacturer
 Rx Only	For prescription use only
 EC REP	European Authorized Representative
 I	Refer to Instructions for Use

 Katena Products, Inc. 6 Campus Drive, Suite 310 Parlissany, NJ, 07054, USA Phone: + 1-973-989-1600 info@katena.com	 Emergo Europe Prinsesgracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands
---	--

IFU-012 Rev 2 2020-08

katena	(FR)
Notice d'utilisation : Verres de contact réutilisables	
REF	Description du produit
K31-1002	Verre à 3 miroirs en diamant réutilisable : pour l'examen du fond d'œil et de l'angle irido-cornéen. L'axe central a un champ de vision de 30°. Les miroirs sont inclinés à 75°, 67° et 59°.
K31-1005	Verre à 4 miroirs en diamant réutilisable : pour l'examen des structures du segment antérieur, y compris l'angle et la base de l'iris, principalement pour le diagnostic du glaucome.
K31-1120	Verre en diamant pour capsulotomie : destiné à être utilisé lors de l'ouverture au laser Nd:YAG des capsules postérieures opacifiées du cristallin. Agrandissement de l'image : 1,8 X. Grossissement du point de laser : 0,56 X.
K31-1130	Verre en diamant pour iridotomie : destiné à être utilisé lors de la réalisation d'une iridotomie / iridectomie périphérique au laser. Agrandissement de l'image : 1,6 X. Grossissement du point de laser : 0,63 X.
K31-1330	Verre en diamant réutilisable Retina 200 : pour le diagnostic et le traitement du pôle postérieur. Grossissement de l'image : 0,6 X.

Utilisation prévue : Verres de contact pour le diagnostic et le traitement utilisés pour l'examen du fond d'œil, de la rétine, de l'angle irido-cornéen et du corps vitré, ainsi que pour le traitement au laser des lésions intraoculaires.

Consignes d'utilisation :

- Lire attentivement toutes les informations contenues dans cette notice avant toute utilisation.
- Les verres sont uniquement destinés à une utilisation par des ophtalmologistes.
- Le protocole standard de l'établissement doit être respecté lors de l'utilisation de ces dispositifs.
- Inspecter visuellement la surface de contact de verre avant son utilisation. Ne pas utiliser le verre si des dommages sont visibles sur la surface de contact, tels qu'une surface rugueuse ou un bord tranchant.
- Pour une utilisation en toute sécurité, les verres doivent être nettoyés et désinfectés avant la première utilisation et entre chaque utilisation, comme suit :
 - Ne pas laisser sécher le verre après son utilisation. Décontaminer immédiatement le verre après son utilisation. Si cela n'est pas possible, le conserver dans un récipient d'eau pur / irrigation ou une solution saline stérile normale, jusqu'à ce qu'il puisse être décontaminé.
 - Rincer à l'eau pour l'irrigation ou avec une solution saline stérile normale pendant au moins 30 secondes
 - Nettoyer en frottant avec du savon liquide ou un détergent.
 - Rincer à l'eau stérile et agiter pour éliminer l'excès d'eau.
 - Désinfecter en utilisant de l'hypochlorite de sodium à 1% (10 000 ppm de chlore disponible) pendant 10 minutes. Veiller à ce que toute la surface de contact soit exposée à la solution, sans bulles d'air à l'intérieur de la bague de retenue dans la solution et à la décoration du revêtement de finition peut se produire ; une telle décoration n'aura pas d'effet sur les performances optiques.
 - Rincer à l'eau pour l'irrigation ou avec une solution saline stérile normale pendant au moins 10 minutes avec 3 changements d'eau / solution saline.
 - Agiter pour éliminer l'excès d'eau, puis sécher avec du papier absorbant.
 - Ranger le verre une fois séché, s'il ne doit pas être réutilisé immédiatement.
- Ne pas laisser sécher le verre après son utilisation. Décontaminer immédiatement le verre après son utilisation. Si cela n'est pas possible, le conserver dans un récipient d'eau pur / irrigation ou une solution saline stérile normale, jusqu'à ce qu'il puisse être décontaminé.
- Rincer à l'eau pour l'irrigation ou avec une solution saline stérile normale pendant au moins 30 secondes
- Nettoyer en frottant avec du savon liquide ou un détergent.
- Rincer à l'eau stérile et agiter pour éliminer l'excès d'eau.
- Désinfecter en utilisant de l'hypochlorite de sodium à 1% (10 000 ppm de chlore disponible) pendant 10 minutes. Veiller à ce que toute la surface de contact soit exposée à la solution, sans bulles d'air à l'intérieur de la bague de retenue dans la solution et à la décoration du revêtement de finition peut se produire ; une telle décoration n'aura pas d'effet sur les performances optiques.
- Rincer à l'eau pour l'irrigation ou avec une solution saline stérile normale pendant au moins 10 minutes avec 3 changements d'eau / solution saline.
- Agiter pour éliminer l'excès d'eau, puis sécher avec du papier absorbant.
- Ranger le verre une fois séché, s'il ne doit pas être réutilisé immédiatement.






Attention : La transmission d'une infection et / ou d'une lésion oculaire peut se produire si le nettoyage et la désinfection ne sont pas effectués correctement.



INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES - Aucun incident grave survenant en relation avec ce produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité sanitaire du pays dans lequel l'infection s'est produite. Si vous ne respectez des consignes ou des autres informations fournies pourrait gravement nuire au patient.

L'évaluation doit être effectuée par le personnel médical ou des personnes qualifiées et des soins appropriés doivent être fournis en fonction de la gravité de la lésion oculaire.

Ne pas passer le verre à l'autoclave ni le faire bouillir. La stérilisation à la chaleur ou immersion dans de l'eau très chaude ou bouillante peut endommager le verre.

Spécifications / Informations du fabricant :
Transport / stockage / utilisation : -20 à +60°C (-4 à +140°F)
Toute altération ou utilisation abusive des verres annule la garantie du produit.
Katena Products, Inc. se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier les spécifications techniques à tout moment.

Symboles utilisés pour l'étiquetage :	
 Non stérile	 Fabricant
 Rx Only	Destiné à un usage sur ordonnance uniquement
 EC REP	Représentant européen autorisé
 I	Veuillez vous reporter à la notice d'utilisation

 Katena Products, Inc. 6 Campus Drive, Suite 310 Parlissany, NJ, 07054, USA E-tais-Units Telephone : + 1-973-989-1600 info@katena.com	 Représentant européen : Emergo Europe Prinsesgracht 20 2514 AP La Haye Pays-Bas
---	---

IFU-012 Rev 2 2020-08

katena	(DE)
Bedienungsanleitung : Wiederverwendbare Kontaktlinsen	
REF	Produktbeschreibung
K31-1002	Wiederverwendbare Diamantlinse mit 3 Spiegel: zur Untersuchung des Augenhintergrunds und des Kammerwinkels. Die Mittellinse hat ein Blickfeld von 30°. Die Spiegel haben ein Blickfeld von 75°, 67° und 59°.
K31-1005	Wiederverwendbare Diamantlinse mit 4 Spiegel: zur Untersuchung der Strukturen im Augenhintergrund einschließlich des Winkels und der Wurzel der Iris, primär zur Glaukomdiagnose.
K31-1120	Kapsulotomie-Diamantlinse: Für die Nd:YAG-Laser-Dissektion von trüben Hinterkammerlinsen. Bildvergrößerung: 1,8X. Laserspot-Vergrößerung: 0,56X.
K31-1130	Iridotomie-Diamantlinse: Für die periphere Laser-iridotomie / Iridektomie. Bildvergrößerung: 1,6X.Laserspot-Vergrößerung: 0,63X.
K31-1330	Retina 200 Wiederverwendbare Diamantlinse: zur Diagnose und Behandlung des hinteren Augenpols. Bildvergrößerung: 0,6X

Verwendungszweck: Diagnostische und therapeutische Kontaktlinsen zur Untersuchung des Augenhintergrunds, der Retina und des iridokornealen und des Glaskörpers und für die Lasertherapie von intraokulären Anomalitäten.

Nutzungsanleitungen:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitungen vor der Nutzung in Gänze sorgfältig durch.
- Diese Linsen sind nur für die Nutzung durch zertifizierte Augenärzte gedacht.
- Folgen Sie den Standardprotokollen an Ihrer Einrichtung, wenn Sie diese Geräte benutzen.
- Prüfen Sie die Kontaktoberfläche der Linse vor der Benützung visuell. Verwenden Sie die Linse nicht, wenn die KontaktOberfläche sichtbar beschädigt ist, z. B. eine raue Oberfläche oder scharfe Kanten aufweist.
- Zur sicheren Verwendung müssen die Linsen vor der ersten Nutzung und zwischen allen weiteren Nutzungen wie folgt gereinigt und desinfiziert werden:
 - Die Linse nach der Nutzung nicht austrocknen lassen.
 - Die Linse nicht vollständig austrocknen lassen. Falls dies nicht möglich ist, die Linse in einem Behälter mit Wasser oder einer sterilen normalen Salzlösung zur Irirrigation aufbewahren, bis sie dekontaminiert werden kann.
 - Zur Irirrigation mindestens 30 Sekunden lang in Wasser oder einer sterilen normalen Salzlösung spülen.
 - Zum Reingieren in Flüssigseife oder Spülmittel reiben.
 - Mit sterilem Wasser abspülen und das überschüssige Wasser abschütteln.
 - 30 Minuten lang mit Natriumhypochlorit 1% (10.000 ppm Chlor) desinfizieren. Achten Sie darauf, dass die gesamte KontaktOberfläche der Lösung ausgesetzt ist. Es dürfen sich keine Luftblasen bilden. Den Haltering nicht in die Lösung eintauchen, da sich damit die Linse verschärfen könnte. Eine derartige Verärfung wird die optische Leistung jedoch nicht beeinträchtigen.
 - Zur Irirrigation mindestens 10 Minuten bei 3 Sekunden lang in Wasser oder einer sterilen normalen Salzlösung spülen, wobei das überschüssige Salzlösung 3 Mal gewechselt werden muss.
 - Überschüssiges Wasser abspülen, dann mit einem Tuch trocknen.
 - Die Linse trocken aufbewahren, wenn sie nicht sofort wiederverwendet werden soll.

Warnungen, Hinweise und andere Sicherheitsinformationen:

Vorsicht: Der Verkauf oder die Verschreibung dieses Geräts durch einen Arzt unterliegt dem Bundesgesetz der USA.

Vorsicht: Es kann zur einer Infektionsübertragung und/oder Augenverletzung kommen, wenn die Linse nicht ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert wurde.






REGULATORISCHE VORSCHRIFTEN - Auchern Vorfälle, die bezüglich dieses Produkts auftreten, sollten an den Hersteller und das Gesundheitsamt des Landes, in dem sich der Vorfall ereignet hat, gemeldet werden.



Si non rispetta esise istruzioni o el resto de informacion proporcionada, podrían producirse lesiones al paciente.

Beurteilung durch einen qualifizierten Arzt oder andere qualifizierte Fachkräfte ist erforderlich und bei Augeninfektionen oder einer Augenverletzung muss mit entsprechender Sorgfalt / Aufmerksamkeit vorgegangen werden.

Die Linse nicht autoklavieren oder auskochen. Bei Hitzeesterilisation oder Eintauchen in heißes oder kochendes Wasser kann die Linse beschädigt werden.

Spezifikationen / Herstellerinformationen:
Transport / Aufbewahrung / Nutzungsbedingungen: -20 bis +60°C (-4 bis +140°F)
Bei einer Änderung oder dem Missbrauch der Linsen verliert die Produktgarantie.
Katena Products, Inc. behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen jederzeit zu ändern.

Symbolle auf dem Etikett:	
 Nicht sterilt	 Hersteller
 Rx Only	Verschreibungspflichtig.
 EC REP	Europäischer autorisierter Vertreter
 I	Ziehen Sie die Bedienungsanleitung herbei

 Katena Products, Inc. 6 Campus Drive, Suite 310 Parlissany, NJ, 07054, USA Telephone : + 1-973-989-1600 info@katena.com	 Europäischer Vertreter: Emergo Europe Prinsesgracht 20 2514 AP Haag Niederlande
---	--

IFU-012 Rev 2 2020-08

katena	(ES)
Instrucciones de uso: Lentes de contacto reutilizables	
REF	Descripción del producto
K31-1002	Lentes reutilizables de diamante de 3 espejos. Para examinar el fondo de ojo y el ángulo iridocorneal. El eje central tiene un campo de visión de 30°. Los espejos son de 75°, 67° y 59°.
K31-1005	Lentes reutilizables de diamante de 4 espejos. Para examinar las estructuras del segmento anterior, incluyendo el ángulo y la base del iris, principalmente para el diagnóstico del glaucoma.
K31-1120	Lentes de diamante para capsulotomía. Para la discción con laser Nd:YAG de cápsula posterior de una lente opacificada. Ampliación de la imagen: 1,8X. Ampliación del spot de láser: 0,56 X.
K31-1130	Lentes de diamante para iridotomía. Para uso durante la realización de iridotomía / iridectomía láser periférica. Ampliación de la imagen: 1,6X. Ampliación del haz del laser: 0,63X.
K31-1330	Lente reutilizable de diamante Retina 200: para el diagnóstico y tratamiento del polo posterior. Ampliación de la imagen: 0,6X.

Use esperado: Lentes de contacto terapéuticas y de diagnóstico empleadas para examinar el fondo de ojo, la retina y los cuerpos iridocorneal y vítreos, y para la terapia mediante laser de anomalías intraculares.

Instrucciones para el uso:

- Revisé cuidadosamente toda la información contenida en estas Instrucciones de uso antes de su utilización.
- Las lentes solamente deben ser utilizadas por oftalmólogos cualificados.
- Siga el protocolo estándar de su centro a la hora de utilizar estos dispositivos.
- Inspeccione visualmente la superficie de contacto de las lentes antes de utilizarla. No utilice la lente si presenta daños o forma visible sobre la superficie de contacto, como pueden ser rugosidades o bordes afilados.
- Para un uso seguro, las lentes deben limpiarse y desinfectarse antes de su utilización y entre los sucesivos usos, de la manera siguiente:
 - No deje que las lentes se sequen despúes de cada uso. Descontamine de forma inmediata la lente cuando termine de utilizarla. Si esto no fuera posible, guárdela en un recipiente con agua estéril para irrigación o con una solución salina normal estéril, hasta que pueda descontaminarse.
 - Acírelase con agua estéril para irrigación o en una solución salina normal estéril durante al menos 30 segundos.
 - C. Impregnar con jabón líquido o detergente.
 - Acírelase con agua estéril y sacuda el exceso de agua.
 - Desinfectela empleando hipoclorito sódico al 1% (10.000 ppm de cloro disponible) durante 10 minutos. Garantizar que toda a superficie de contacto está expuesta a la solución, sin burbujas de agua atrapadas en su interior. No sumerja el anillo de sujeción en la solución, ya que podría ocasionar una decoloración del acabado, dicha decoloración, sin embargo, no afectará a la óptica de la lente.
 - Acírelase con agua estéril para irrigación o en una solución salina normal estéril durante al menos 10 minutos, cambiando al menos 3 veces al agua/solución salina.
 - Rincere el exceso de agua, y séquela a continuación con un pañuelo de papel seco.
 - Consene las lentes en un lugar seco si no van a ser utilizadas de nuevo de forma inmediata.

Advertencias, nota e información adicional para garantizar la seguridad:

Precaución: Las leyes federales de los EE.UU. restringen el uso de este dispositivo a un facultativo o a una persona bajo su mando.

Precaución: Pueden producirse lesiones oculares o la transmisión de infecciones si no se efectúan de forma correcta la limpieza y la desinfección.



INFORMACION LEGISLATIVA - A cualquier incidente grave relacionado con este producto deberá ser comunicado inmediatamente al fabricante, y a las autoridades sanitarias del país en el que se haya producido.

Si no rispetta estas instrucciones o el resto de informacion proporcionada, podrían producirse lesiones al paciente.

En caso de infección ocular u otro tipo de lesión, será necesario realizar una evaluación por parte de personal médico debidamente formado o por personal cualificado, y deberán tomarse todas las precauciones y cuidados necesarios.

Evitar la exposición ocular a autoclave ni a la ebullición. Una esterilización en caliente o una inmersión en agua hirviendo podría dañar la lente.

Especificaciones / Información del fabricante:
Transporte / almacenamiento / condiciones de uso: -20 hasta +60°C (-4 hasta +140°F)
Cualquier alteración o cativo u uso indebido de las lentes anulará la garantía del producto.
Katena Products, Inc. se reserva el derecho a actualizar o modificar las especificaciones técnicas en cualquier momento.

Símbolos empleados en las etiquetas:	
 No estéril	 Fabricante
 Rx Only	Exclusivamente bajo prescripción médica
 EC REP	Representante autorizado para Europa
 I	Consulte las Instrucciones de uso

 Katena Products, Inc. 6 Campus Drive, Suite 310 Parlissany, NJ, 07054, USA Telefono : + 1-973-989-1600 info@katena.com	 Representante en Europa: Emergo Europe Prinsesgracht 20 2514 AP La Haye Países Bajos
--	---

IFU-012 Rev 2 2020-08

katena	(FI)
Käyttöohjeet: uudelleenkäyttävät kontaktiilssit	
REF	Tuotekuvaus
K31-1002	3 uudelleenkäyttävää iranttipölmällinssiä: Silmänpohjan ja kammiokulman tutkimiseen. Näkökenttä on 30° keskiviitalla. Peilit ovat 75°, 67° ja 59°.
K31-1005	4 uudelleenkäyttävää iranttipölmällinssiä: Takosaan rakenteiden, mukaan lukien värikalvon kulman ja ytimen tutkimiseen pääasiassa glaukooman diagnosoitnaita varten.
K31-1120	Capsulotomy Diamond -linssi: Tarkoitettu Nd:YAG-laserisäeräkköön, jossa kohteena ovat sameutuneet taasaelmälinskkapselit. Kuvan suurennus: 1,8X. Laserspot-suurennus: 0,56 X.
K31-1130	Iridotomy Diamond -linssi: Käytetään suoritettaessa periferiaalisia laser-iridotomia / iridektomia. Kuvan suurennus: 1,6X. Laserspotin suurennus: 0,63X.
K31-1330	Uudelleenkäyttävä Retina 200 -lmmanttilinssi: Vervakkolauun takosaan diagnosoitnin ja hoitoon. Kuvan suurennus: 0,6-kertainen.

Käyttötarkoitu: Diagnostiikka ja terapeutiissa kosketuslinssinä käytettävään silmänpohjan, verkkovalvon ja kammiokulman ja lasiasten tutkimiseen sekä intraokulaaristen poikkeavuuksien laserhoitoon.

Käyttöohjeet:

- Lue huolella kaikki näissä käyttöohjeissa annetut tiedot ennen käyttöä.
- Linssiä on tarkoitettu vain pätevien silmätautien erikoistiläkärien käyttöön.
- Noudata oman laitoksesi väkiohjeita tässä välineellä käytettäessä.
- Valvontaeräksien kosketuspintoja silmämääräisesti ennen käyttöä. Älä käytä linssiä, jos kosketuspinnassa on näkyvävä vauriota, kulun karheutta tai terväisy merkkejä.
- Turvallisuuksi varmistaaksesi linssit täysin puhdistaa ja desinfioitua ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen seuraavasti:
 - Linssiä ei saa kuivata ennen puhdistusta.
 - Puhdista hieromalla nestettä sisältävällä saippualla tai puhdistusvetellä.
 - Huutele steriillä suolaliuoksella ja ravista ylimääräinen vesi pois.
 - Huutele vedessä tai steriillisä suolaliuoksessa vähintään 30 sekuntia.
 - Skäytä vettä silkiä kymmeniä sekuntia ennen irroittamista.
 - Huutele steriillä suolaliuoksella ja ravista ylimääräinen vesi pois.
 - Desinointi 1% natriumhypokloriitilla (10 000 ppm aktiivista klooria) 10 minuuttia.
 - Varmista, etteä koko kosketuspinta on nesteen peitossa ja että sisällä ei ole vettä.
 - Rinse linssiä kolme kertaa lämpimällä suolaliuoksella ennen käyttöösi.
 - Mahdolliset värimuutokset eivät kuitenkaan vaikuta linssin toimintaan.
 - Huutele vedessä tai steriillisä suolaliuoksessa vähintään 10 minuuttia ja valda luus kolme kertaa.
 - Ravista ylimääräinen vesi pois ja kuivaa linalla.
 - Säilytä linssiä kuivassa paikassa, jos sitä ei käytetä heti uudelleen.
 - Eväytä linssin tordt om den inte ska användas på ett omedelbart.

Varoituksia, huomautuksia ja muita turvallisuustärllävisä tlytieto:

Huomautus: USA:n ltitövaltion laki rajoittaa tämän välineen myynnin vain lääkkäreille tai heidän määräyksiästään.

Vorsicht: Die Verkauf und / oder Verschreibung dieses Geräts unterliegt dem Bundesgesetz der USA.

Obs! Ögoninfektion och / eller ögonskada kan komma att överföras om rengöring och desinfektion inte genomförs på rätt sätt.



LAISNAÄDÄNTÖ KOSKEVAT TIEDOT - Kaikista tähän tuotoeseen liittyvästä vakavasta tapaukista on ilmoitettava valmistajalle ja neika maan terveysturvallisuudesta, jossapa tapaus on mahdollista.

Käyttöohjeiden tai muiden annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita potilaalle.

Mikäli silmässä on tulehdus tai vamma, koulutetun tai muulla tavalla pätevän terveydentalon ammatillisen erityyän / erikoistiläkärin avustuksella on noudatettava. Linssiä ei saa käyttää autoaklaavissa eikä sitä saa kuumetta. Lampösterilointi tai upottaminen kuumaan tai kiehuaan veteen voi vahingoittaa linssiä.

Tekniset tiedot / valmistaja koskevia tieto:
Kuljetus / varastointi / käyttöolosuhteet: -20 – +60 °C
Kaikki linssit on tarkastettu ja niiden väärinkäyttöä miltävältöä tuotetaan.
Katena Products, Inc. pidättää oikeuden päivittää teknisiä ominaisuuksia ja tehdä niihin muutoksia milloin vain.

Merkinnöissä käytettävät symbolit	
 Ei-steriilit	 Valmistaja
 Rx Only	Saatavissa vain reseptillä
 EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopassa
 I	Katso käyttöohjetta

 Katena Products, Inc. 6 Campus Drive, Suite 310 Parlissany, NJ, 07054, USA Puhelin : + 1-973-989-1600 info@katena.com	 Edustaja Euroopassa: Emergo Europe Prinsesgracht 20 2514 AP Haag The Netherlands
---	---

IFU-012 versio 2 2020-08

katena	(IT)
Istruzioni per l'uso: Lenti a contatto riutilizzabili	
REF	Descrizione del prodotto
K31-1002	Lente riutilizzabili diamante a 3 specchi: per l'esame del fondo oculare e dell'angolo irido-corneale. L'asse centrale dispone di un campo visivo di 30°. Gli specchi sono a 75°, 67° e 59°.
K31-1005	Lente riutilizzabili diamante a 4 specchi: per l'esame delle strutture nel segmento anteriore compreso

